

제신 22-1431호

ELICURE PRO

LED CURING LIGHT FOR
DENTAL PROFESSIONALS

치과용 가시광선 중합기

LEADING QUALITY OF CURE
FOR RELIABLE OUTCOMES

MDK



LED Curing Light for dental professionals

치과용 가시광선 중합기

Introducing the ELICURE PRO, designed for dental professionals to providing quality dental operation. ELICURE PRO has a 360-degree rotatable head and ergonomic body design for comfort use. A wider spectrum provides a more efficient and faster curing experience.

High-Power

ELICURE PRO quickly polymerizes the target with a plasma-class high power (Max. 3,000W/cm²).

Wave Length

385nm~515nm

Easy Access

it is easy to access the upper and lower jaw with a head that can rotate 360 degrees.



Improved Usability

The user's interface is strengthened with an intuitive button configuration and High & Standard curing modes.



Mode	Power	Time
High Mode	2300~3000 mW/cm ² Peak: 2700 mW/cm ²	1, 3 second * In High mode, 2 mm Resin curing in 1 second.
Standard Mode	1000~1200 mW/cm ²	5, 10, 15, 20 second

LED Curing Light for dental professionals

치과용 가시광선 중합기

치과 전문가를 위해 설계된 ELICURE PRO를 소개합니다.

ELICURE PRO는 360도 회전이 가능한 헤드로 상/하악의 접근이 용이하고 인체공학적 바디 디자인으로 편안한 그립감을 제공합니다. 플라즈마급의 고출력 (3,000W/CM²)의 넓은 스펙트럼으로 보다 효율적이고 빠르게 중합시켜 줍니다.

고출력의 신속한 중합

ELICURE PRO는 플라즈마급 고출력 (최대 3,000W/cm²)으로 신속하게 표적을 중합합니다.

파장범위

385nm~515nm

간편한 액세스

360도 회전이 가능한 헤드로 상하악 접근이 용이합니다.



편리한 인터페이스

직관적인 버튼 구성과 High & Standard 경화 모드로 사용자에게 편의성을 제공합니다.



거치와 충전

거치와 충전이 동시에 가능하며 충전거치대 표시등을 통해 배터리 충전 여부를 확인 할 수 있습니다.



모드	파워	시간
High 모드	2300~3000 mW/cm ² Peak: 2700 mW/cm ²	1, 3 second * In High mode, 2 mm Resin curing in 1 second.
Standard 모드	1000~1200 mW/cm ²	5, 10, 15, 20 second

Ordering Information

주문 정보



Order Code 주문번호	Model Name 모델명	Components 구성품
EL0001	Elicure Pro Complete KIT	1 x Handpiece Sleeve 1 x Curing tip 1 x Power Cable 1 x Eye Protection Shield 1 x Charging Station
EL0002	Elicure Pro Curing Tip	
EL0003	Elicure Pro Power Cable	
EL0004	Elicure Pro Eye Protection Shield	
EL0005	Elicure Pro Handpiece Sleeve	